


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Gasdermina D Clivada (Gly276) Para Wb, Elisa - P57764

Número do item: CM0009338



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Gasdermina D Clivada (Gly276) para WB e ELISA. Reage com Gasdermina D humana. Ideal para pesquisa de piroptose e inflamassoma. Anticorpo monoclonal de imunógeno de peptídeo sintético.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Gasdermina D Clivada (Gly276)
Observações/Apelido	DF5L; DFNA5L; FKSG10; GSDMDC1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	79792
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente aos resíduos ao redor do Asp276 da Gasdermina D humana (NP_079012.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P57764
Peso Proteico	53kDa
Transporte	Bolsa de gelo