

Mab De Coelho Contra Il-18 Clivada (Tyr37) Para Wb - Q14116

Número do item: CM0007646



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a IL-18 humana clivada em Tyr37, validado para Western blot. Detecta uma banda de 22 kDa. Ideal para pesquisa de citocinas pró-inflamatórias e estudos de piroptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho contra IL-18 clivada (Tyr37)
Observações/Alias	IL-18 madura; IL-18 clivada (Tyr37)
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	3606
GeneID	3606
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos resíduos ao redor de Tyr37 da IL18 humana (NP_001553.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	Q14116
Peso da Proteína	22KDa
Envio	Saco de gelo