

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Parp Clivado (Asp214) - Q921K2

Número do item: CM0018737

introdução

O anticorpo policlonal de coelho Anti-PARP Clivado (Asp214) detecta a forma clivada específica da apoptose da PARP em amostras de camundongo. Validado para WB e ELISA, este anticorpo policlonal tem como alvo os aminoácidos 201-300.

[Saiba mais](#)

Nome do Produto	Observações/Apelido	Espécie	ID do Gene	Imunógeno	Fonte	Categoria	Aplicação	Reatividade Cruzada	SWISS	Peso da Proteína	Envio
Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-PARP Clivado (Asp214)	PARP; PPOL; ARTD1; Adprp; Adprt1; msPARP; parp-1; sPARP-1; 5830444G22Rik; PARP Clivado (Asp214)	Camundongo	11545	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 201-300 da PARP de Camundongo (Asp214) (NP_031441.2)	Coelho	Anticorpos Policlonais	WB, ELISA	Camundongo	Q921K2	113kDa	Em saco de gelo