


Anticorpo Policlonal De Coelho Para Parp1 Clivado P25 Para Wb E Elisa - P09874

Número do item: CM0026600



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o fragmento p25 clivado da PARP1 humana, adequado para Western blot (WB) e ELISA. Reconhece especificamente a PARP1 humana, uma enzima chave no reparo de DNA e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Cleaved PARP1 p25 Rabbit pAb
Observações/Alíase	PARP; PARS; PPOL; ADPRT; ARTD1; ADPRT1; PARP-1; ADPRT 1; pADPRT-1; Poly-PARP
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	142
ID do Gene	142
Imunógeno	Peptídeo sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P09874
Peso da Proteína	113kDa
Envio	Saco de gelo