

Clec2B Rabbit Pab - Q92478

Número do item: CM0019977

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho CLEC2B (Q92478) validado para WB e ELISA. Detecta CLEC2B humano, reage cruzadamente com rato. Ideal para pesquisa sobre citotoxicidade mediada por células NK e regulação de pontos de verificação imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CLEC2B Rabbit pAb
Observações/Pseudônimo	AICL; IFNRG1; CLECSF2; HP10085; CLEC2B
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9976
ID do Gene	9976
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 40-120 do CLEC2B humano (NP_005118.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	Q92478
Peso da Proteína	17kDa
Envio	Saco de gelo