


CLIC3 Rabbit Pab - O95833

Número do item: CM0017459



introdução

CLIC3 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal validado para WB e ELISA, com reatividade contra CLIC3 humano, de camundongo e de rato (27 kDa). É adequado para estudar as funções do canal intracelular de cloreto e a angiogênese tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CLIC3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CLIC3
Espécie	Humano
GeneID (humano)	9022
GeneID	9022
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 87-236 do CLIC3 humano (NP_004660.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O95833
Peso da Proteína	27 kDa
Envio	Bolsa de gelo