


Anticorpo Policlonal De Coelho Para Cadeia Alfa Da Clusterina Para Wb, Ihc-P, Elisa - P10909

Número do item: CM0017915



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à cadeia alfa da Clusterina humana (CLU/APOJ/CLI). Validado para Western blot, IHC-P e ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa em apoptose, chaperonas e complemento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho contra Cadeia Alfa da Clusterina
Observações/Alias	CLI; AAG4; APOJ; CLU1; CLU2; KUB1; SGP2; APO-J; SGP-2; SP-40; TRPM2; TRPM-2; NA1/NA2; Cadeia alfa da Clusterina
Espécie	Humana
GeneID (Humana)	1191
GeneID	1191
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 314-449 da cadeia alfa da Clusterina humana (NP_001822.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonal
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P10909
Peso Molecular da Proteína	52kDa
Envio	Saco de gelo