


Anticorpo Policlonado De Coelho Cmpk1 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P30085

Número do item: CM0025776



introdução

Anticorpo Policlonado de Coelho CMPK1 de alta qualidade validado para WB, IF/ICC, IP e ELISA. Reconhece UMP-CMP quinase humana e de camundongo, envolvida na biossíntese de pirimidina. Ideal para pesquisa em metabolismo de nucleotídeos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CMPK1 Rabbit pAb
Observações/Alias	CK; CMK; UMK; CMPK; UMPK; UMP-CMPK; CMPK1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51727
GeneID	51727
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 69-228 da CMPK1 humana (NP_057392.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P30085
Peso da Proteína	22kDa
Envio	Bolsa de gelo