

Cnap1 Mab De Coelho Para Wb E Elisa - Q15021

Número do item: CM0012461

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho CNAP1 (CAP-D2/hCAP-D2) de alta qualidade validado para WB e ELISA. Detecta o subcomplexo 1 do complexo condensina humano e de camundongo. Ideal para pesquisas sobre mitose e condensação cromossômica. 157kDa, imunógeno recombinante.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CNAP1 mAb de Coelho
Observações/Apelido	CNAP1; CAP-D2; MCPH21; hCAP-D2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9918
GeneID	9918
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-200 do CNAP1 humano (Q15021)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q15021
Peso da Proteína	157kDa
Envio	Saco com gelo