

Cntn4 Rabbit Mab Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Iwv2

Número do item: CM0011285

introdução

O CNTN4 Rabbit mAb é um anticorpo monoclonal de coelho para WB, IHC-P e ELISA, que detecta o CNTN4 (Contactin-4) humano, de rato e de camundongo. Ele visa uma molécula de adesão celular neuronal envolvida no crescimento de neuritos e na formação de sinapses.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CNTN4 Rabbit mAb
Observações/Apelido	AXCAM; BIG-2; CNTN4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	152330
ID do Gene	152330
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 800-900 do CNTN4 humano (Q8IwV2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8IwV2
Peso Proteico	113kDa
Envio	Saco de gelo