

Anticorpo Policlonal De Coelho Cntn6 Para Wb E Elisa - Q9Uq52

Número do item: CM0014679

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra o CNTN6 humano (Contactina-6, NB-3). Validado para Western blot e ELISA. Ideal para investigar o desenvolvimento do sistema nervoso, geração de oligodendrócitos e sinalização Notch. - Q9UQ52

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho CNTN6
Observações/Apelido	NB3; CNTN6
Espécie	Humano
GeneID (humano)	27255
GeneID	27255
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-110 do CNTN6 humano (NP_055276.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9UQ52
Peso Proteico	114kDa
Envio	Saco de gelo