

Anticorpo Policlonal De Coelho Contra Coenzima Nad Para Db E Elisa - Nad

Número do item: CM0023501

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à Coenzima NAD, adequado para aplicações de ELISA e dot blot (DB). A reatividade independente de espécie permite uma ampla detecção de NAD em diversas amostras biológicas. Ideal para pesquisa em metabolismo e redox.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coenzima NAD pAb de Coelho
Imunógeno	Compostos químicos NAD
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	DB, ELISA
Reatividade Cruzada	Independente de espécie
Envio	Saco de gelo