


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Col2A1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P02458

Número do item: CM0012828



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-COL2A1 de alta afinidade, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Apresenta reação cruzada com amostras humanas, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisas em biologia da cartilagem e desenvolvimento esquelético.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho anti-COL2A1
Observações/alias	AOM; ANFH; SEDC; STL1; COL11A3; COL2A1
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	1280
ID do gene	1280
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1220-1282 do COL2A1 humano (NP_001835.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P02458
Peso da proteína	142 kDa
Envio	Bolsa de gelo