

Anticorpo Policloonal De Coelho Col4A6 Para Wb, Elisa - Q14031

Número do item: CM0022536

introdução

Anticorpo Policloonal de Coelho COL4A6 validado para WB e ELISA. Detecta COL4A6 humano, tem reação cruzada com rato. Adequado para pesquisa de matriz extracelular e membrana basal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	COL4A6 Rabbit pAb
Observações/Alias	DFNX6; DELXq22.3; CXDELq22.3; COL4A6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1288
GeneID	1288
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1575-1691 do COL4A6 humano (NP_001838.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	Q14031
Peso Proteico	164kDa
Envio	Bolsa de gelo