

Anticorpo Policlonal De Coelho Col9A2 Para Wb, Elisa - Q14055

Número do item: CM0019012



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho COL9A2 (Q14055) produzido contra um peptídeo sintético da cadeia alfa-2(IX) de colagénio humano. Adequado para WB e ELISA com amostras humanas e de rato. Ideal para investigar a biologia da cartilagem, humor vítreo e matriz extracelular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	COL9A2 pAb de Coelho
Observações/Pseudônimo	MED, EDM2, STL5, DJ39G22.4, COL9A2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1298
ID do Gene	1298
Imunogénio	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 600-689 do COL9A2 humano (NP_001843.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	Q14055
Peso Proteico	65kDa
Envio	Saco de gelo