

Anticorpo Policlonado De Coelho Col9A3 Para Ihc-P E Elisa - Q14050

Número do item: CM0029381



introdução

COL9A3 Rabbit pAb é um anticorpo policlonado desenvolvido em coelho contra um fragmento recombinante da proteína COL9A3 humana. Validado para IHC-P e ELISA com reatividade cruzada com camundongo, ele apoia a pesquisa de colágeno IX em cartilagem e tecidos oculares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	COL9A3 Rabbit pAb
Observações/Alias	IDD, MED, EDM3, STL6, DJ885L7.4.1, COL9A3
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1299
GeneID	1299
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 445-684 da COL9A3 humana (NP_001844.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q14050
Peso da Proteína	64kDa
Envio	Saco de gelo