


Anticorpo Policlonal Rabbit Colgalt1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Nbj5

Número do item: CM0019629



introdução

Anticorpo Policlonal Rabbit COLGALT1 validado para WB, IF/ICC, ELISA em Humano, Rato, Camundongo. Alvo da procollagen galactosyltransferase 1 para estudos de glicosilação de colágeno e formação de tríplice hélice.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	COLGALT1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	BSVD3; GLT25D1; ColGalT 1; COLGALT1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	79709
ID do Gene	79709
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-230 do COLGALT1 humano (NP_078932.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8NBJ5
Peso da Proteína	72kDa
Envio	Saco de gelo