


Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Colágeno Iv Para Wb, If/Icc, Elisa - Q01955 / P29400 / P08572 / P02462

Número do item: CM0012451



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao Colágeno IV humano (COL4A1,2,3,4) validado para WB, IF/ICC, ELISA. Ideal para pesquisa de membrana basal e desenvolvimento de ensaios IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho para Colágeno IV
Observações/Apelido	ATS2; ATS3; BFH2; ATS3A; ATS3B; BSVD; BSVD1; RATOR; PADMAL; COL4A1s
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1285/1282/1284/1286
GeneID	1285/1282/1284/1286
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1555-1669 do Colágeno IV humano (NP_000082.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q01955/P29400/P08572/P02462
Peso Proteico	162 kDa/161 kDa/168 kDa
Transporte	Saco de gelo