


Mab De Coelho Contra Complemento C3 Para Wb, Elisa - P01027

Número do item: CM0005745



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra Complemento C3 (P01027) de camundongo para Western blot e ELISA. Reação cruzada com camundongo e rato. Validado para uso em pesquisa em estudos de imunidade inata e via do complemento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho contra Complemento C3
Observações/Alias	ASP; Plp; HSE-MSF; Complement C3
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	718
GeneID	12266
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P01027
Peso da Proteína	186kDa
Envio	Bolsa de gelo