

Mab De Coelho Aif1/Iba1 Conjugado Com - 070200(Mouse), P55008(Humano)

Número do item: CM0010568

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado a AIF1/IBA1 (fator inflamatório de aloenxerto 1), validado para aplicações WB e IF-P com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Adequado para imunoenaios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho AIF1/IBA1 conjugado com
Observações/Alias	G1, Iba1, AIF-1, D17H6S50E
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	199
ID do Gene (Camundongo)	11629
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 de AIF1/IBA1 de camundongo (070200)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O70200 (camundongo), P55008 (Humano)
Peso da Proteína	17kDa
Envio	Bolsa de gelo