

Anticorpo Monoclonal De Coelho Conjugado Aif1/Iba1 - 070200(Camundongo),P55008(Humano)

Número do item: CM0009613

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Conjugado AIF1/IBA1, validado para WB e IF-P. Detecta AIF1/IBA1 em humanos, camundongos e ratos. Ideal para pesquisa em neuroinflamação e microglia, com desempenho consistente de lote para lote para desenvolvimento de ensaios IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Conjugado AIF1/IBA1
Observações/Apelido	G1; Iba1; AIF-1; D17H6S50E
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	199
ID do Gene (Camundongo)	11629
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do AIF1/IBA1 de camundongo (O70200)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O70200(camundongo), P55008(Humano)
Peso Proteico	17kDa
Envio	Em saco de gelo