

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd200/Ox2 Conjugado Com Para Citometria De Fluxo - P41217

Número do item: CM0004887

Descrição do Produto

Anticorpo monoclonal anti-CD200/OX2 conjugado com Alexa Fluor 488. Validado para citometria de fluxo, reconhece especificamente a glicoproteína de superfície celular envolvida na regulação imunológica. - P41217

Este anticorpo monoclonal é derivado de uma linhagem de células B de coelho e é capaz de reconhecer e se ligar ao CD200/OX2 humano. É utilizado para a detecção e análise de células que expressam este marcador de superfície.

O CD200/OX2 é uma glicoproteína de superfície celular que desempenha um papel importante na regulação da resposta imune. A interação entre o CD200/OX2 e seus receptores é essencial para a modulação da atividade das células imunes.

Este anticorpo é altamente específico e sensível, permitindo a detecção de baixas concentrações de CD200/OX2 em amostras de células. É adequado para a citometria de fluxo e a análise de células em suspensão.

O conjugado com Alexa Fluor 488 permite a detecção direta do anticorpo por meio de um citômetro de fluxo. A fluorescência emitida pelo anticorpo pode ser medida e correlacionada com a presença de CD200/OX2 na superfície celular.

Este anticorpo é estável e resistente a condições de armazenamento e transporte. Deve ser armazenado a -20°C e protegido da luz para garantir a máxima estabilidade e atividade.

O produto é fornecido em uma solução de armazenamento contendo glicose e glicina para manter a estabilidade do anticorpo. É importante seguir as instruções de uso e armazenamento fornecidas no manual do produto.

Este anticorpo é adequado para a detecção de CD200/OX2 em células humanas e de camundongo. É também utilizado para a análise de células de coelho e de rato.

O conjugado com Alexa Fluor 488 é adequado para a detecção direta do anticorpo por meio de um citômetro de fluxo. A fluorescência emitida pelo anticorpo pode ser medida e correlacionada com a presença de CD200/OX2 na superfície celular.

O produto é fornecido em uma solução de armazenamento contendo glicose e glicina para manter a estabilidade do anticorpo. É importante seguir as instruções de uso e armazenamento fornecidas no manual do produto.

Este anticorpo é adequado para a detecção de CD200/OX2 em células humanas e de camundongo. É também utilizado para a análise de células de coelho e de rato.

O conjugado com Alexa Fluor 488 é adequado para a detecção direta do anticorpo por meio de um citômetro de fluxo. A fluorescência emitida pelo anticorpo pode ser medida e correlacionada com a presença de CD200/OX2 na superfície celular.

O produto é fornecido em uma solução de armazenamento contendo glicose e glicina para manter a estabilidade do anticorpo. É importante seguir as instruções de uso e armazenamento fornecidas no manual do produto.

Este anticorpo é adequado para a detecção de CD200/OX2 em células humanas e de camundongo. É também utilizado para a análise de células de coelho e de rato.

O conjugado com Alexa Fluor 488 é adequado para a detecção direta do anticorpo por meio de um citômetro de fluxo. A fluorescência emitida pelo anticorpo pode ser medida e correlacionada com a presença de CD200/OX2 na superfície celular.

O produto é fornecido em uma solução de armazenamento contendo glicose e glicina para manter a estabilidade do anticorpo. É importante seguir as instruções de uso e armazenamento fornecidas no manual do produto.

Este anticorpo é adequado para a detecção de CD200/OX2 em células humanas e de camundongo. É também utilizado para a análise de células de coelho e de rato.

O conjugado com Alexa Fluor 488 é adequado para a detecção direta do anticorpo por meio de um citômetro de fluxo. A fluorescência emitida pelo anticorpo pode ser medida e correlacionada com a presença de CD200/OX2 na superfície celular.

O produto é fornecido em uma solução de armazenamento contendo glicose e glicina para manter a estabilidade do anticorpo. É importante seguir as instruções de uso e armazenamento fornecidas no manual do produto.

Este anticorpo é adequado para a detecção de CD200/OX2 em células humanas e de camundongo. É também utilizado para a análise de células de coelho e de rato.

O conjugado com Alexa Fluor 488 é adequado para a detecção direta do anticorpo por meio de um citômetro de fluxo. A fluorescência emitida pelo anticorpo pode ser medida e correlacionada com a presença de CD200/OX2 na superfície celular.

O produto é fornecido em uma solução de armazenamento contendo glicose e glicina para manter a estabilidade do anticorpo. É importante seguir as instruções de uso e armazenamento fornecidas no manual do produto.

Introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com Alexa Fluor 488 que visa o CD200/OX2 humano. Validado para citometria de fluxo, reconhece especificamente a glicoproteína de superfície celular envolvida na regulação imunológica. - P41217

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD200/OX2 mAb
Observações/Apelido	CD200; MOX1; MOX2; MRC; OX-2; molécula CD200
Espécie	Humano
ID do Gene	4345
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 31-232 do CD200/OX2 humano (NP_001352780.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P41217
Peso da Proteína	30kDa/31kDa/32kDa
Envio	Saco de gelo