

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd31/Pecam1 Conjugado Com Para Citometria De Fluxo - Q08481

Número do item: CM0007814

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD31/PECAM1 de rato/camundongo. Validado para citometria de fluxo, adequado para estudos de interação de células endoteliais e leucócitos. Tem como alvo a molécula de adesão PECAM1. Ideal para aplicações de pesquisa em imunologia e biologia vascular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho anti-CD31/PECAM1 de Rato/Camundongo
Observações/Apelido	Cd31; Pecam; PECAM-1
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	5175
ID do Gene (Camundongo)	18613
Imunogênio	Proteína recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-220 do CD31 de camundongo (NP_001292086.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q08481
Peso Proteico	69kDa/77kDa/80kDa/81kDa
Envio	Saco de Gelo