

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Gfap Conjugado Para If-P - P14136

Número do item: CM0008707



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-GFAP Conjugado validado para IF-P, reativo com GFAP humano, de rato e de camundongo. Ideal para estudos de marcadores de astrócitos em pesquisa em neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-GFAP Conjugado
Observações/Apêndice	ALXDRD
Espécie	Humano
GeneID	2670
Imunógeno	Peptídeo Sintético (Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da GFAP humana (P14136))
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF-P
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P14136
Peso Proteico	50kDa
Envio	Saco de gelo