


Conjugado Tom20 Rabbit Mab Para Wb, If/Icc, If-P - Q15388

Número do item: CM0005837



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra TOM20 humano, validado para WB, IF/ICC e IF-P. Reconhece TOM20 humano, de camundongo e de rato para pesquisa de importação de proteínas mitocondriais e mitofagia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Conjugado TOM20 Rabbit mAb
Observações/Apelido	MAS20, MOM19, TOM20
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9804
GeneID	9804
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-145 do TOM20 humano (NP_055580.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15388
Peso da Proteína	16kDa
Envio	Saco de gelo