


Anticorpo Policlonal De Coelho Cop1 Para Wb E Elisa - Q8Nhy2

Número do item: CM0023210



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho (pAb) COP1 validado para WB e ELISA. Adequado para investigar o papel do COP1 na ubiquitinação, degradação do p53 e vias de sobrevivência celular. Reatividade cruzada humana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	COP1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	FAP78; RFWD2; CFAP78; RNF200; COP1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	64326
ID do Gene	64326
Imunogénio	Proteína recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 582-731 do COP1 humano (NP_071902.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8NHY2
Peso Proteico	80kDa
Envio	Saco de gelo