

Anticorpo Policlonal De Coelho Copb1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P53618

Número do item: CM0018628

introdução

Anticorpo policlonal de coelho produzido contra COPB1 humano (Beta-COP). Validado para WB, IF/ICC e ELISA; reage de forma cruzada com humano, rato, rato. Ideal para estudar o transporte Golgi/RE mediado por coatômero e a homeostase lipídica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	COPB1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	COPB; BARMACS; COPB1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1315
GeneID	1315
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 460-740 do COPB1 humano (NP_057535.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P53618
Peso Proteico	107kDa
Envio	Saco de Gelo