

Coq9 Coelho Pab - 075208

Número do item: CM0017368



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o COQ9 humano, um ator chave na biossíntese da ubiquinona. Validado para aplicações de Western blot (WB) e ELISA, garantindo detecção confiável deste alvo mitocondrial de 36 kDa. Reage com amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	COQ9 Coelho pAb
Observações/Apelido	COQ10D5; C16orf49; COQ9
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	57017
ID do Gene	57017
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-318 do COQ9 humano (NP_064708.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	075208
Peso Proteico	36kDa
Envio	Saco de gelo