

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cox1 - Cox1

Número do item: CM0025330

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra COX1 (Ciclo-oxigenase-1), reativo com humano, camundongo e rato. Adequado para aplicações de WB, IF, IHC-P e ELISA. O imunógeno corresponde aos aminoácidos 415-514 da COX1 de camundongo. Ideal para pesquisa em inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	COX1 Rabbit pAb
Alias	CoxI; COX1
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	4512
ID do Gene (Camundongo)	17708
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 415-514 da COX1 de camundongo (NP_904330.1)
Espécie Hospedeira	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
Peso da Proteína	56 kDa
Envio	Bolsa de gelo