

Anticorpo Policlonal De Coelho Crem Para Wb, If/Icc, Elisa - Q03060

Número do item: CM0027304

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra CREM humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudar espermatogênese, ritmo circadiano e regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CREM Rabbit pAb
Observações/Apelido	ICER; CREM-2; hCREM-2; CREM
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1390
GeneID	1390
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do CREM humano (NP_853549.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q03060
Peso Proteico	37kDa
Envio	Saco de gelo