

Anticorpo Policlonal De Coelho Para Crtap Para Wb, Ihc-P, Elisa - O75718

Número do item: CM0026498



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao CRTAP humano (proteína associada à cartilagem) para WB, IHC-P e ELISA. Validado para humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de hidroxilação de colágeno e biologia da matriz extracelular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CRTAP Rabbit pAb
Observações/Alias	OI7; CASP; P3H5; LEPREL3; CRTAP
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10491
ID do Gene	10491
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-240 do CRTAP humano (NP_006362.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonal
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O75718
Peso Proteico	47kDa
Transporte	Saco de gelo