

Csta Rabbit Pab - P01040

Número do item: CM0030195



introdução

CSTA Rabbit pAb é um anticorpo policlonal validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, reconhecendo Cistatina-A humana e de rato (UniProt P01040). Adequado para estudos de inibidor de protease e adesão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CSTA Rabbit pAb
Observações/Apelido	AREI; PSS4; STF1; STFA; CSTA
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1475
GeneID	1475
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-98 da CSTA humana (NP_005204.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P01040
Peso da Proteína	11kDa
Envio	Saco de gelo