

Ctbp2 Pac Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - P56545

Número do item: CM0021341



introdução

CTBP2 pAc Coelho é um anticorpo policlonal produzido contra um peptídeo C-terminal do CTBP2 humano, adequado para WB, IF/ICC e ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para pesquisa de regulação transcricional e sinapse.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CTBP2 pAc Coelho
Observações/Apelido	CTBP2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1488
GeneID	1488
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 300 até o C-terminus do CTBP2 humano (NP_001320.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P56545
Peso da Proteína	49kDa
Envio	Saco com gelo