

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ctcf Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa, Chip - P49711

Número do item: CM0016353



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-CTCF validado para aplicações de WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA e ChIP. Detecta CTCF endógeno em humanos, camundongos e ratos. Ideal para pesquisas sobre biologia da cromatina, regulação gênica e organização tridimensional do genoma.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	CTCF pAb de coelho
Observações/alias	MRD21; FAP108; CFAP108; CTCF
Espécie	Humano
GeneID (humano)	10664
GeneID	10664
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 do CTCF humano (NP_006556.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P49711
Peso da proteína	83 kDa
Envio	Bolsa de gelo