

Anticorpo Policlonal De Coelho Contra Ctrb1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P17538

Número do item: CM0016097

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CTRB1 (pAb) validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reconhece a quimotripsinogênio B (CTRB1) humana, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisas sobre a secreção de proteases de serina e a biologia das enzimas digestivas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	CTRB1 pAb de coelho
Observações/Alias	CTRB; CTRB1
Espécie	Humana
GeneID (humano)	1504
GeneID	1504
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 79-263 da CTRB1 humana (NP_001897.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P17538
Peso da proteína	28 kDa
Envio	Embalagem de gelo