

## Anticorpo Policlonico De Coelho Cxcr2 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P25025

Número do item: CM0026529



### introdução

Anticorpo policlonico de coelho direcionado ao CXCR2 humano (CD182, IL8RB). Adequado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Detecta proteína de 41kDa. Ideal para pesquisa de sinalização de quimiocinas, quimiotaxia de neutrófilos e resposta inflamatória.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | CXCR2 Rabbit pAb                                                                                                                      |
| Observações/Apelidos | CD182; IL8R2; IL8RA; IL8RB; CMKAR2; WHIMS2; CDw128b; CXCR2                                                                            |
| Espécie              | Humano                                                                                                                                |
| ID do Gene (Humano)  | 3579                                                                                                                                  |
| ID do Gene           | 3579                                                                                                                                  |
| Imunógeno            | Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 260-359 do CXCR2 humano (NP_001548.1). |
| Origem               | Coelho                                                                                                                                |
| Categoria            | Anticorpos Policlonais                                                                                                                |
| Aplicação            | WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA                                                                                                              |
| Reatividade Cruzada  | Humano                                                                                                                                |
| SWISS                | P25025                                                                                                                                |
| Peso da Proteína     | 41kDa                                                                                                                                 |
| Envio                | Saco de gelo                                                                                                                          |