

Cxcr3-B Pab De Coelho - P49682-2

Número do item: CM0024302

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho contra CXCR3-B para WB, IF-P, ELISA. Reconhece a isoforma 2 CXCR3-B humana e de camundongo, um receptor de quimocinas que inibe a angiogênese via CXCL4/CXCL10. Útil para estudos oncológicos e vasculares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CXCR3-B pAb de Coelho
Observações/Alias	GPR9; MigR; CD182; CD183; Mig-R; CKR-L2; CMKAR3; IP10-R; CXCR3
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	2833
ID do Gene	2833
Imunógeno	Proteína Recombinante correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1-100 da CXCR3-B humana (NP_001136269.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo
SWISS	P49682-2
Peso da Proteína	45kDa
Envio	Saco de gelo