

Anticorpo Monoclonal De Coelho Cy3 - Cy3

Número do item: CM0005647

introdução

Este anticorpo monoclonal de coelho visa o corante cianina Cy3 (CAS 146397-20-8), oferecendo reatividade independente de espécie para ensaios de DB e ELISA. Adequado para marcação direta ou estratégias de geração de sinal anti-corante.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Cy3 Rabbit mAb
Observações / Apelido	Cy3
ID do Gene (Humano)	CAS:146397-20-8
ID do Gene	CAS:146397-20-8
Imunogénio	Compostos químicos correspondentes ao Cy3
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	DB, ELISA
Reatividade Cruzada	Independente de espécie
Envio	Saco de gelo