

## Mab De Coelho Cy3/Cy5

Número do item: CM0005240

### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Cy3/Cy5 para aplicações em DB e ELISA. Apresenta reatividade cruzada independente da espécie, sendo adequado para a detecção universal de conjugados Cy3/Cy5. Obtido a partir de coelho, é ideal para o desenvolvimento de imunoensaios e fornecimento de matérias-primas diagnósticas.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Especificação                             |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Nome do Produto     | mAb de coelho Cy3/Cy5                     |
| ID do Gene (CAS)    | CAS:146368-15-2                           |
| Imunógeno           | Compostos químicos correspondentes ao Cy5 |
| Origem              | Coelho                                    |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                    |
| Aplicação           | DB, ELISA                                 |
| Reatividade Cruzada | Independente de espécie                   |
| Envio               | Bolsa de gelo                             |