


Anticorpo Policlonal (Pab) De Coelho Anti-Ciclina B1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P14635

Número do item: CM0020889



introdução

O pAb de coelho anti-Ciclina B1 detecta a proteína Ciclina B1 endógena em amostras humanas, de camundongo e de rato. Adequado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP e ELISA. O alvo é um regulador fundamental da transição G2/M e da mitose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho anti-Ciclina B1
Observações/Alias	CCNB; Ciclina B1
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	891
GeneID	891
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 334-433 da Ciclina B1 humana (NP_114172.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P14635
Peso da Proteína	48kDa
Envio	Gelo reciclável (Ice bag)