

Ciclina D3 Mab De Coelho - P30281

Número do item: CM0005277



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante que visa a ciclina D3 humana (CCND3), validado para WB e ELISA, reconhecendo humano, camundongo, rato. Ideal para pesquisa de ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Ciclina D3 mAb de Coelho
Observações/Apelido	CCND3; ciclina D3; Cyclin D3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	896
GeneID	896
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P30281
Peso da Proteína	33kDa
Envio	Saco com gelo