

Anticorpo Policlonal De Coelho Cyp11A1 (Wb, If, Ihc, Elisa) - P05108

Número do item: CM0022531



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CYP11A1 (P450scc), validado para Western blot, imunofluorescência, IHC e ELISA. Reage com CYP11A1 humano, de camundongo e de rato, uma enzima de clivagem da cadeia lateral do colesterol mitocondrial essencial para a esteroidogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CYP11A1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CYP11A; CYPXIA1; P450SCC; CYP11A1
Espécie	Humano
GeneID	1583
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P05108
Peso da Proteína	60kDa
Envio	Saco com gelo