

Anticorpo Monoclonal De Coelho Cyp24A1 Para Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q07973

Número do item: CM0003087

introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho CYP24A1 validado para IHC-P, IF/ICC e ELISA. Direciona-se à CYP24A1 humana (Q07973), uma enzima mitocondrial crítica para o catabolismo da vitamina D e a homeostase do cálcio. Apenas para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho CYP24A1 (mAb)
Observações/Apelido	CP24, HCAI, CYP24, HCINF1, P450-CC24, CYP24A1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1591
ID do Gene	1591
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 36-410 da CYP24A1 humana (NP_000773.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q07973
Peso Proteico	59kDa
Envio	Saco de gelo