

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cyp24A1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q07973

Número do item: CM0019745

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-CYP24A1 validado para WB, IHC-P e ELISA. Reconhece humano, camundongo e rato. Adequado para estudos de catabolismo da vitamina D, homeostase do cálcio e função da 24-hidroxilase mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CYP24A1 Rabbit pAb
Observações/Alias	CP24; HCAI; CYP24; HCINF1; P450-CC24; CYP24A1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1591
ID do Gene	1591
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 36-448 da CYP24A1 humana (NP_001122387.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q07973
Peso da Proteína	59kDa
Envio	Gelo reciclável (Ice bag)