

Anticorpo Monoclonal De Camundongo Contra Cyp7A1 Para Wb E Elisa - P22680

Número do item: CM0006540



introdução

Anticorpo monoclonal de camundongo contra CYP7A1 humano, validado para WB e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Imunógeno recombinante (aa 86-108). Para pesquisas sobre o metabolismo do colesterol e a síntese de ácidos biliares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Camundongo contra CYP7A1
Observações/Apelidos	CP7A; CYP7; CYPVII; CYP7A1
Espécie	Humana
GeneID	1581 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 86-108 da CYP7A1 humana (P22680)
Origem	Camundongo
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P22680
Peso da Proteína	58 kDa
Envio	Bolsa de gelo