


Anticorpo Policlonal De Coelho Contra A Cistatina C Para Wb, If/Icc, Elisa - P01034

Número do item: CM0014675



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a Cistatina C validado para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta Cistatina C endógena em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre função renal, amiloidose e inibidores de proteases.

[Saiba mais](#)

Especificação	Detalhes
Nome do produto	Cistatina C Rabbit pAb
Observações/Apelido	ARMD11; HEL-S-2; Cistatina C
Espécie	Humana
ID do gene	1471 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-146 da Cistatina C humana (NP_000090.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P01034
Peso da proteína	13 kDa
Transporte	Bolsa de gelo