


## Anticorpo Monoclonal De Coelho Cytochrome C - P99999

Número do item: CM0011288



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-Cytochrome c para WB, IHC-P, ELISA. Detecta Cytochrome c (CYC, HCS, THC4) em Humano, Camundongo, Rato. Peso molecular: 12kDa. Ideal para estudos de apoptose e mitocondriais.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Anticorpo Monoclonal de Coelho Cytochrome c                                                                                                            |
| Observações/Apelido | CYC; HCS; THC4                                                                                                                                         |
| Espécie             | Humano                                                                                                                                                 |
| GeneID (humano)     | 54205                                                                                                                                                  |
| GeneID              | 54205                                                                                                                                                  |
| Imunógeno           | Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-105 do Cytochrome C humano (NP_061820.1). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                                                 |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                                                 |
| Aplicação           | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                       |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                                               |
| SWISS               | P99999                                                                                                                                                 |
| Peso Proteico       | 12kDa                                                                                                                                                  |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                                           |