


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Citoqueratina 14 (Krt14) Para Wb, If, Ihc, Elisa - P02533

Número do item: CM0011401



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à Citoqueratina 14 (KRT14) humana. Validado para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com humano, rato, camundongo. Ideal para pesquisa em biologia epitelial e queratinócitos basais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Citoqueratina 14 (KRT14)
Observações/Apelido	K14; NFJ; CK14; EBS1; EBS3; EBS4; EBS1A; EBS1B; EBS1C; EBS1D; Citoqueratina 14 (KRT14)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3861
GeneID	3861
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 373-472 da Citoqueratina 14 (KRT14) humana (NP_000517.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P02533
Peso Proteico	52kDa
Envio	Em saco de gelo