

Anticorpo Policlonal De Coelho Contra A Citoqueratina 17 (Krt17) Para Wb, If/Icc, Elisa - Q04695

Número do item: CM0014108

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra a Citoqueratina 17 (KRT17) humana para uso em Western blot (WB), imunofluorescência/imuno-histoquímica (IF/ICC) e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas em biologia epitelial e dermatologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho contra a Citoqueratina 17 (KRT17)
Observações/Aliás	PC; K17; PC2; 39.1; CK-17; PCHC1; Citoqueratina 17 (KRT17)
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3872
ID do Gene	3872
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 133-432 da Citoqueratina 17 (KRT17) humana (NP_000413.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q04695
Peso da Proteína	48 kDa
Envio	Bolsa de gelo