

Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Citoceratina 18 (Krt18) Para Wb - P05783

Número do item: CM0003612

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-Citoceratina 18 (KRT18) validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Reage com KRT18 de humano, camundongo e rato. Ideal para biologia de células epiteliais e pesquisa em câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-Citoceratina 18 (KRT18)
Observações/Apelido	K18; CK-18; CYK18; Citoceratina 18 (KRT18)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3875
GeneID	3875
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 250-430 da Citoceratina 18 (KRT18) humana (P05783)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P05783
Peso da Proteína	48kDa
Envio	Bolsa de gelo